

Поликлональное Антитело Против Tmprss2 Для Вб, Иг-П, Иф/Мкк, Ифа — O15393

Артикул: CM0020136



введение

Кроличье поликлональное антитело к TMPRSS2, валидированное для ВБ, ИГ-П, ИФ/МКК, ИФА. Обнаруживает человеческую сериновую протеазу TMPRSS2, участвующую в проникновении вирусов и развитии рака предстательной железы. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMPRSS2 Кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	PRSS10; TMPRSS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7113
ID гена	7113
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого TMPRSS2 (NP_005647.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15393
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет