

Кроличья Моноклональная Антитело Против Tmprss2 Для Wb, IHC-P, Elisa — O15393

Артикул: CM0008949



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого TMPRSS2 (PRSS10) для Вестерн-блота, IHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Поддерживает исследования взаимодействия хозяин-вирус, онкологических заболеваний и биологии протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMPRSS2 кроличье мАт
Примечания/алиасы	PRSS10; TMPRSS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7113
ID гена	7113
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого TMPRSS2 (O15393).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15393
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Аккумулятор холода