

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tmprss6 Для Wb, If-P, Elisa - Q8lu80

Артикул: CM0013743



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-TMPRSS6, валидированное для WB, IF-P, ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на матриптазу-2 для исследований гомеостаза железа. Иммуноген — рекомбинантный белок, 90 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TMPRSS6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MT2; IRIDA; TMPRSS6
Вид	Человек
GeneID (человек)	164656
GeneID	164656
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-220 человеческого TMPRSS6, NP_705837.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8LU80
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом