


Поликлональные Антитела Против Tmx1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q9H3N1

Артикул: CM0018428



введение

Поликлональные антитела против TMX1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Обнаруживают белок TMX1 человека, мыши и крысы (32 кДа). Идеально подходят для исследований в области редокс-биологии и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к TMX1
Примечания/Псевдоним	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Вид	Человек
GeneID	81542
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-280 человеческого TMX1 (NP_110382.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3N1
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Сумка-холодозлемент