


Кроличьи Поликлональные Антитела К Tmx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H3N1

Артикул: CM0019614



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TMX1, тиоредоксин-связанного трансмембранного белка, участвующего в активности белковой дисульфид-изомеразы, стрессе ЭПР и метаболизме триглицеридов. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMX1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81542
GeneID	81542
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-280 человеческого TMX1 (NP_110382.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H3N1
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом