


Моноклональное Антитело Против Tnf-А Для Ihc-P, Elisa - P01375

Артикул: CM0007398



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому TNF-α (кахектин, TNFSF2), с валидированными применениями в IHC-P и ELISA. Иммуноген: рекомбинантный фьюжн-белок, покрывающий аминокислоты 77-233. Идеально для изучения воспаления, рака и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против TNF-α
Примечания/Альтернативные названия	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7124
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-233 человеческого TNF-α (NP_000585.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом