

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Tnf-A Для Wb, Elisa - P06804

Артикул: CM0006578



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышинового TNF- α , валидированное для WB и ELISA, распознает TNF- α как мыши, так и крыс. Идеально подходит для исследований в области воспаления, иммунного ответа и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNF- α кроличий mAb
Примечания/Псевдонимы	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7124
GeneID	21926
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-235 мышинового TNF- α (NP_038721.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P06804
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом