


Кроличье Моноклональное Антитело К Tnf-A Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Артикул: CM0005650



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому TNF-α (SWISS: P01375), пригодное для методов WB, IP, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований цитокинов, апоптоза и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TNF-α
Примечания/Синонимы	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7124
GeneID	7124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-233 человеческого TNF-α (NP_000585.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом