


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Tnf-А Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Артикул: CM0016171



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TNF-α, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Полезны для изучения воспаления, апоптоза и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNF-α кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
Вид	Человек
GeneID (человек)	7124
GeneID	7124
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01375
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом