


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Tnf-A Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Артикул: CM0017885



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого TNF- α для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный TNF- α . Подходят для исследований воспаления, апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNF- α кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7124
GeneID	7124
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 134-233 человеческого TNF- α (NP_000585.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01375
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом