

Моноклональное Антитело Против Tnf-A Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P06804

Артикул: CM0004854

введение

Моноклональное кроличье антитело к TNF-α (реактивное с мышью) от CamelBio, валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Направлено против цитокина TNF-α с молекулярной массой 26 кДа, который участвует в воспалении, апоптозе и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к TNF-α
Примечания/синонимы	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7124
ID гена	21926
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 80-235 мышиного TNF-α (NP_038721.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06804
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С ледяным пакетом