

Поликлональные Антитела К Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P25119

Артикул: CM0023952

введение

Кроличы поликлональные антитела к мышиному TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (TNFRSF1B), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают мишени человека и мыши. Идеально подходят для исследования сигнальных путей TNF и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	p75; TNFBR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFRII; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	7133
ID гена	21938
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 23-258 мышиного TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (NP_035740.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25119
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовой пакет