

Поликлональные Антитела Кролика К Tnfα Для Вестерн-Блота И Ифа — P16599

Артикул: CM0023636

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против TNFα крысы, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают TNF-альфа в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области воспаления, иммунологии и клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFα кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Tnfα; RATTNF; TNF-alpha; TNFα
Вид	Крыса
GeneID (человек)	7124
GeneID	24835
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-235 TNFα крысы (NP_036807.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	P16599
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет