

Поликлональные Антитела К Tnfaip1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q13829

Артикул: CM0024667

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TNFAIP1 (ID гена 7126) — адаптерному белку BTB/POZ, участвующему в убиквитинировании RhoA. Подходит для Вестерн-блота (прогнозируемая полоса 36 кДа) и ИФА, облегчает исследования цитоскелетной регуляции и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFAIP1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7126
ID гена	7126
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 90-160 человеческого TNFAIP1 (NP_066960.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13829
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник