

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tnfaip3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Артикул: CM0024052



введение

Кроличыи поликлональные антитела к TNFAIP3, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с белками человека и крысы. Иммуноген соответствует аминокислотам 600-738 TNFAIP3 человека. Мишенью является убиквитин-редактирующий фермент A20, участвующий в передаче сигналов NF-kB и воспалительных процессах. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TNFAIP3
Примечания/Синонимы	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7128
GeneID	7128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-738 TNFAIP3 человека (NP_006281.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P21580
Молекулярная масса	90 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом