

Антитела Кролика Против Tnfaip6 (Поликлональные) Для Wb, Elisa - P98066

Артикул: CM0024908



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TNFAIP6 (TSG-6). Подходят для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеальны для исследований внеклеточного матрикса, воспаления и ремоделирования костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFAIP6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7130
GeneID	7130
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-277 человеческого TNFAIP6 (NP_009046.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98066
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом