


Кроличья Моноклональная Антитело Против Tnfr2/Tnfrsf1B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P20333

Артикул: CM0002800



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитело против человеческого TNFR2/TNFRSF1B (P20333), подходит для ВБ и ИФА. Предсказанная молекулярная масса — 48 кДа. Предназначено для исследования сигнального пути TNF и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к TNFR2/TNFRSF1B
Примечания/Альтернативные названия	p75; TBP11; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7133
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 362–461 человеческого TNFR2/TNFRSF1B (P20333)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS	P20333
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	С хладагентом