


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tnfr2/Tnfrsf1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P20333

Артикул: CM0014301



введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело против TNFR2/TNFRSF1B, валидированное для WB и ELISA, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и метаболической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TNFR2/TNFRSF1B
Примечания/Альтернативные названия	p75; TBP-II; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7133
ID гена	7133
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 295-377 белка TNFR2/TNFRSF1B человека (NP_001057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20333
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом