


Поликлональные Антитела Против Tnfrsf10A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00220

Артикул: CM0029628



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TNFRSF10A (DR4/TRAIL-R1). Рекомбинантный иммуноген (а.о. 269-468). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Для исследований апоптоза и сигнальных путей рецепторов смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TNFRSF10A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8797
GeneID	8797
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-468 человеческого TNFRSF10A (NP_003835.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00220
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом