


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tnfrsf10A Для Wb, If/Icc И Elisa - O00220

Артикул: CM0016096



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TNFRSF10A (рецептор смерти 4/ TRAIL-R1). Подтверждена применимость для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстная реактивность с образцами мыши и крысы. Выявляет полосу приблизительно на уровне 50 кДа (гликозилированные формы могут иметь большую молекулярную массу). Идеально подходит для исследования внешних путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF10A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8797
Идентификатор гена	8797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-468 человеческого TNFRSF10A (NP_003835.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00220
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет