

Кроличья Поликлональная Антитело К Tnfrsf10C Для Вб, Ифа - O14798

Артикул: CM0016059

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий TNFRSF10C (DcR1/TRAIL-R3). Подходит для вестерн-блока и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинными и крысиными ортологами. Используется для исследования функции рецептора-приманки в индуцированной TRAIL апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF10C кроличья pAb
Примечания/алиасы	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C
Вид	Человек
ID гена (человек)	8794
ID гена	8794
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-238 человеческого TNFRSF10C (NP_003832.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовый пакет