

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tnfrsf10D Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Ubn6

Артикул: CM0025368

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TNFRSF10D (DcR2/TRAIL-R4). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Обнаруживают эндогенный рецептор-приманку TRAIL; перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеальны для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против TNFRSF10D
Примечания/Альтернативные названия	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8793
ID гена	8793
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 257-386 человеческого TNFRSF10D (NP_003831.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBN6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом