

Моноклональное Антитело Против Tnfrsf10D/Trailr4 Для Проточной Цитометрии - Q9Ubn6

Артикул: CM0007240

введение

Это кроличье моноклональное антитело против человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (DcR2, TRAIL-R4) получено с использованием рекомбинантного белкового антигена и валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований индуцированного TRAIL апоптоза и функций ложного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF10D/TRAILR4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8793
ID гена	8793
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-211 человеческого TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBN6
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	С ледяным пакетом