


## Поликлональные Антитела К Tnfrsf11A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Артикул: CM0018228



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против TNFRSF11A (RANK/CD265), валидированные для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований остеокластогенеза и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TNFRSF11A кроличьи поликлональные антитела                                                                                                 |
| Примечания/Альясы         | FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| ID гена (человек)         | 8792                                                                                                                                       |
| ID гена                   | 8792                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 466-616 человеческого TNFRSF11A (NP_003830.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9Y6Q6                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 66 кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                                               |