


Кроличыи Поликлональные Антитела К Tnfrsf11A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Артикул: CM0017310



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к TNFRSF11A, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований остеокластогенеза и иммунорегуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF11A кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8792
ID гена	8792
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 466-616 человеческого TNFRSF11A (NP_003830.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6Q6
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка-холодильник