


Поликлональные Антитела Против Tnfrsf11b Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Ифа - O00300

Артикул: CM0020380



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TNFRSF11B для Вестерн-блоттинга, ИФ на парафиновых срезах, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Распознают TNFRSF11B человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 22-280 TNFRSF11B человека (NP_002537.3). Применение в исследованиях: остеокластогенез, ремоделирование кости и апоптоз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF11B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4982
ID гена	4982
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-280 TNFRSF11B человека (NP_002537.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00300
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом