


Анти-Tnfrsf11B Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00300

Артикул: CM0013401



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого TNFRSF11B (остеопротегерина, OPG). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения дифференцировки остеокластов и гомеостаза костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF11B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	4982
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-280 человеческого TNFRSF11B (NP_002537.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00300
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка со льдом