


Кроличыи Поликлональные Антитела К Tnfrsf13C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rj3

Артикул: CM0013868



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого TNFRSF13C (BAFF-R, CD268), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Идеально подходят для исследований выживаемости В-клеток и иммунодефицитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF13C кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; prolixin; TNFRSF13C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	115650
GeneID	115650
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого TNFRSF13C (NP_443177.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RJ3
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом