

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tnfrsf17 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Артикул: CM0017768



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому TNFRSF17 (BCMA), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии В-клеток и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFRSF17 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Вид	Человек
GeneID (человек)	608
GeneID	608
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого TNFRSF17 (NP_001183.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02223
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом