

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Tnfrsf25 Для Wb, If-P, Elisa — Q93038

Артикул: CM0014468



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TNFRSF25 (DR3, LARD). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Выявляет белок массой 45 кДа. Предназначено для исследований апоптоза и гомеостаза лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье поликлональное антитело против TNFRSF25                                                                                      |
| Примечания/синонимы          | DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25                                                |
| Вид                          | Человек                                                                                                                               |
| Идентификатор гена (человек) | 8718                                                                                                                                  |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–190 человеческого TNFRSF25 (NP_683866.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                   | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                  |
| SWISS                        | Q93038                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка     | 45 кДа                                                                                                                                |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                        |