

Поликлональное Антитело Anti-Tnfrsf6B Для Wb, Elisa — 095407

Артикул: CM0014587



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TNFRSF6B (рецептор-ловушка 3, DcR3). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с антигенами человека и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и иммунной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TNFRSF6B
Примечания/псевдонимы	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Вид	Человек
GeneID (человек)	8771
GeneID	8771
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–300 человеческого TNFRSF6B (NP_003814.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O95407
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом