


Анти-Tnfsf10 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P50591

Артикул: CM0020668



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика к TNFSF10, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий TNFSF10/TRAIL, ключевой цитокин, индуцирующий апоптоз, подходящий для исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFSF10 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8743
GeneID	8743
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50591
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом