

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tnfsf11 Для Ihc-P, Elisa - O14788

Артикул: CM0021571



введение

Кроличье поликлональное антитело к TNFSF11 (RANKL, OPGL) для применения в IHC-P и ELISA; реагирует с образцами человека. Идеально подходит для исследований дифференцировки остеокластов, иммунной регуляции и резорбции кости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFSF11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8600
GeneID	8600
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-317 человеческого TNFSF11 (NP_003692.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14788
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом