


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tnfsf13 (April) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75888

Артикул: CM0016523



введение

Кроличьи поликлональные антитела против TNFSF13 (APRIL) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий TNFSF13, цитокин, участвующий в росте опухолевых клеток и иммунных процессах. Идеальны для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFSF13 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Вид	Человек
GeneID (человек)	8741
GeneID	8741
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-247 человеческого TNFSF13 (NP_742085.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75888
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом