


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tnfsf13B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y275

Артикул: CM0028572



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TNFSF13B (BAFF). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований в области иммунологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFSF13B Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10673
GeneID	10673
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-160 человеческого TNFSF13B (NP_006564.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y275
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом