

## Поликлональные Антитела Против Tnk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13470

Артикул: CM0022054



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к негрецпторной тирозинкиназе человека TNK1, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Участвует в подавлении опухолевого роста и регуляции пути Ras-MAPK. Идеально подходит для исследований в области онкологии и передачи сигналов в клетке.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TNK1 Rabbit pAb                                                                                                |
| Примечания/алиасы         | KOS1; TNK1                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                        |
| ID гена (человек)         | 8711                                                                                                           |
| ID гена                   | 8711                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 100-380 TNK1 человека (NP_001238831.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                        |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                        |
| SWISS                     | Q13470                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 72 кДа                                                                                                         |
| Доставка                  | В ледяной упаковке                                                                                             |