

Анти-Tnks1Bp1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0C2

Артикул: CM0022735

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого TNKS1BP1 (TAB182), валидированные для WB, IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований хроматина, цитоскелета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNKS1BP1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TAB182; TNKS1BP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85456
GeneID	85456
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-1000 человеческого TNKS1BP1 (NP_203754.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C0C2
Молекулярный вес белка	182 кДа
Доставка	Сумка со льдом