


Анти-Tnnc1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P63316

Артикул: CM0005379



введение

TNNC1 кроличье mAb — это моноклональное антитело против тропонина С, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований сердечной мышцы и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNNC1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Вид	Человек
ID гена	7134 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TNNC1 (P63316)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P63316
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом