


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Tnnc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P63316

Артикул: CM0022960



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TNNC1 (Тропонин С, медленно-скелетных и сердечных мышц). Валидированы для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований сокращения мышц и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNNC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7134
GeneID	7134
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TNNC1 (NP_003271.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P63316
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент