

Поликлональное Антитело Против Tnnc2 Для Вб, Игх-П, Ифа - P02585

Артикул: CM0028864



введение

Кроличье поликлональное антитело к TNNC2, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии (ИГХ-П) и ИФА на пробах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, покрывающий аминокислоты 1-160 тропонина С скелетной мышцы человека. Подходит для исследования сокращения мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TNNC2
Примечания/Синонимы	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7125
ID гена	7125
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TNNC2 (NP_003270.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02585
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом