

Поликлональные Антитела К Tnni3k Для Вб, Ифа - Q59H18

Артикул: CM0030422



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому TNNI3K. Валидированы для вестерн-блота и ИФА. Перекрестная реактивность с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сердечной функции и кардиомиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	TNNI3K кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	CARK; CCDD; TNNI3K
Вид	Человек
ID гена (человек)	51086
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-75 человеческого TNNI3K (NP_057062.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q59H18
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Айс-пакет