

Поликлональное Антитело Против Tnnt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13805

Артикул: CM0014150

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TNNT1 (медленного скелетного тропонина Т), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований мышечного сокращения и немалиновой миопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNNT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Вид	Человек
GeneID	7138
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-262 человеческого TNNT1 (NP_001119604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13805
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В термосумке со льдом