

Поликлональное Антитело К Tnpo1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92973

Артикул: CM0025842



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TNPO1 (Транспортин-1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Демонстрирует перекрестную реактивность с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований ядерного транспорта и импортинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNPO1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3842
ID гена	3842
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 790-890 человеческого TNPO1 (NP_002261.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92973
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом