

Поликлональное Антитело Против Tnr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92752

Артикул: CM0018152



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого тенэксина-R (TNR), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований внеклеточного матрикса нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TN-R; NEDSTO; TNR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7143
GeneID	7143
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1059-1358 человеческого TNR (NP_003276.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92752
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом