

Поликлональные Антитела Против Tnrc6A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ndv7

Артикул: CM0026390



введение

Кроличьи поликлональные антитела против TNRC6A, подходящие для WB, IF/ICC и ELISA, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для изучения опосредуемого miRNA сайленсинга генов и компонентов Р-тел.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNRC6A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27327
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NDV7
Молекулярный вес белка	210 кДа
Доставка	В ледяном пакете