

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tob2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14106

Артикул: CM0028275

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на TOB2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. TOB2 — антипролиферативный белок, ингибирующий переход из фазы G0/G1 в S-фазу, локализован в цитоплазме. Идеально для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10766
ID гена	10766
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого TOB2 (NP_057356.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14106
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В сумке со льдом