


Поликлональные Антитела Против Tollip Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0E2

Артикул: CM0021395



введение

TOLLIP Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные от кролика, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Они направлены на Toll-interacting protein, ключевой регулятор сигнальных путей IL-1 и TLR, а также аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOLLIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IL-1RACPIP; TOLLIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54472
GeneID	54472
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого TOLLIP (NP_061882.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0E2
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом