


Кроличья Поликлональная Анти-Tom1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60784

Артикул: CM0026924



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TOM1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Target of Myb1, участвующий в эндосомальном транспорте убиквитинированных белков. Идеально для исследований аутофагии и сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMD85; TOM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10043
ID гена	10043
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 314-493 человеческого TOM1 (NP_001129204.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60784
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом