


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tom1L1 Для Wb, Elisa - O75674

Артикул: CM0022076



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-TOM1L1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирующее с TOM1L1 человека, мыши и крысы. TOM1L1 является адаптерным белком, участвующим в сигнальных путях и локализованным в аппарате Гольджи и эндосомах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TOM1L1
Примечания/синоним	SRCASM; TOM1L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10040
GeneID	10040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого TOM1L1 (NP_005477.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75674
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом