

Поликлональные Антитела Против Tom1L2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Zvm7

Артикул: CM0024515

введение

TOM1L2 Rabbit pAb — это поликлональные антитела для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживающие TOM1L2 человека, мыши и крысы (~56 кДа). Полезны для исследований эндоцитарного транспорта и митогенной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM1L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TOM1L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146691
GeneID	146691
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-450 человеческого TOM1L2 (NP_001076437.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZVM7
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	В ледяном пакете